

Sédatif PC®

GRANULES

FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 2 tubes d'environ 80 granules.

COMPOSITION

Aconitum napellus	6 CH
Belladonna	6 CH
Calendula officinalis	6 CH
Chelidonium majus	6 CH
Abrus precatorius	6 CH
Viburnum opulus	6 CH

aa q.s.p.1 tube d'environ 80 granules.

Excipients (saccharose, lactose).

INDICATIONS

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux et émotifs, les troubles du sommeil.

Du fait de sa composition homéopathique SÉDATIF PC® peut être administré aussi bien aux enfants qu'aux adultes.


SÉDATIF PC® ne modifie pas la vigilance et peut donc être utilisé par les conducteurs de machines.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

5 granules 3 fois par jour à laisser fondre sous la langue ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le compte-granules intégré BOIRON permet une prise pratique et hygiénique.

1.
Renversez



2.
Tournez



3.
Otez
le capuchon



Les granules ont une saveur légèrement sucrée.
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance
à certains sucres, contactez-le avant
de prendre ce médicament.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - MISES EN GARDE

En raison de la présence de saccharose,
ce médicament est déconseillé chez les patients
présentant une intolérance au fructose,
un syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase
(maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose,
ce médicament est déconseillé chez les patients
présentant une intolérance au galactose,
un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome
de malabsorption du glucose et du galactose
(maladies héréditaires rares).

Médicament autorisé :
Visa 21.824B14499



Les Laboratoires Boiron participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments.
Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.
Le dispositif mis en place par CYCLAMED ne concerne que la France métropolitaine.